

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Chx10 (Vsx2) Para Wb E Elisa - P58304

Número do item: CM0002269

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao CHX10 (VSX2) humano, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em desenvolvimento retiniano e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHX10 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	338917
GeneID	338917
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 262-361 do CHX10 humano (P58304)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P58304
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo