


Anticorpo Policlonico Anti-Ciao1 De Coelho Para Wb, Elisa - 076071

Número do item: CM0030507



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-CIAO1 validado para WB e ELISA, direcionado ao CIAO1 humano (CIA1/WDR39), um fator de montagem de ferro-enxofre citossólico; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese de proteínas Fe/S e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CIAO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CIA1; WDR39; CIAO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9391
ID do Gene	9391
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 do CIAO1 humano (NP_004795.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O76071
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo