


Anticorpo Policlonal Anti-Ciap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Número do item: CM0017475



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para detecção de cIAP1 (BIRC2) humano, de rato e de camundongo. Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a ligase E3 de ubiquitina que regula a apoptose e a sinalização de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	cIAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	329
GeneID	329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 331-420 do cIAP1 humano (NP_001157.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13490
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de Gelo