


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciap2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Número do item: CM0017133



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a cIAP2 humana (BIRC3, API2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de apoptose, sinalização de NF-kB e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | cIAP2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | AIP1; API2; MIHC; CIAP2; HAIPI; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2                                                   |
| Espécie              | Humana                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano)  | 330                                                                                                                         |
| ID do Gene           | 330                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-130 de cIAP2 humana (NP_001156.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | Q13489                                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 68kDa                                                                                                                       |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                |