


Anticorpo Policlonal Anti-Ciapi1 Para Wb, If/Icc - Q6Fi81

Número do item: CM0029187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CIAPIN1 para aplicações WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece CIAPIN1 humano e de camundongo, uma proteína de montagem de cluster Fe-S envolvida na biogênese citosólica de ferro-enxofre e regulação da apoptose. Ideal para pesquisas sobre morte celular e metabolismo de ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CIAPIN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DRE2; CIAE2; PRO0915; Anamorsin; CIAPIN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57019
GeneID	57019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-312 do CIAPIN1 humano (NP_064709.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6Fi81
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo