


## Anti-Cidea Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Número do item: CM0025371



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CIDEA validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a fusão de gotículas lipídicas e apoptose. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CIDEA pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | CIDE-A; CIDEA                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 1149                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 1149                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-219 do CIDEA humano (NP_001270.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                          |
| SWISS               | O60543                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |