

Anticorpo Policlonais Anti-Cideb Para Wb, Elisa - Q9Uhd4

Número do item: CM0019387



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CIDE-B humano, validado para WB e ELISA. Detecta CIDE-B endógeno em estudos de gotas lipídicas, tem reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em biologia de hepatócitos e maturação de VLDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CIDE-B Rabbit pAb
Observações/Alias	CIDE-B; ativador de morte celular CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27141
GeneID	27141
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-160 do CIDE-B humano (NP_001305736).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UHD4
Peso Proteico	25kDa
Envio	Bolsa de gelo