

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cideb Para Wb, Elisa - Q9Uhd4

Número do item: CM0021272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CIDEB humano, validado para WB e ELISA. CIDEB é uma lipid transferase envolvida na fusão de gotículas lipídicas, maturação de VLDL e entrada do HCV. Adequado para pesquisas sobre doenças hepáticas e metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CIDEB pAb de coelho
Observações/Alíases	CIDEB; ativador da morte celular CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Espécie	Humana
GeneID (humano)	27141
GeneID	27141
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9UHD4
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo