

Anticorpo Policlonal Anti-Cingulin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2M7

Número do item: CM0021864

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cingulina humana (CGN). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para biologia de junções de oclusão e pesquisa de barreira epitelial. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGN Coelho pAb
Observações/Apelido	CGN; cingulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57530
ID do Gene	57530
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 904-1203 da CGN humana (NP_065821.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2M7
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco de gelo