

Anticorpo Policlonal Anti-Cinp (Proteína 2 De Interação Com A Quinase Dependente De Ciclina) Para Wb, Elisa - Q9Bw66

Número do item: CM0020405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CINP humano, validado para WB e ELISA. Detecta CINP humano e de rato. Adequado para pesquisas sobre replicação do DNA, ciclo celular e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CINP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51550
GeneID	51550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 da CINP humana (NP_116019.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9BW66
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo