

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cip4 Para Wb E Elisa - Q15642

Número do item: CM0002118



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Cip4 validado para WB e ELISA. Reage com a proteína 4 de interação com Cdc42 humana e de rato, envolvida na endocitose e sinalização de insulina. Adequado para pesquisas de citoesqueleto e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cip4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
Espécie	Humano
GeneID	9322
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Cip4 humano (Q15642).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15642
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo