


Anticorpo Monoclonal Anti-Cirbp Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14011

Número do item: CM0003635



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CIRBP validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com a CIRBP humana, uma proteína de ligação a RNA induzida por frio envolvida na resposta ao estresse e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CIRBP mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CIRP; CIRBP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1153
GeneID	1153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da CIRBP humana (Q14011)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q14011
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo