


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cirbp/Cirp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Número do item: CM0028951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CIRBP (CIRP) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Peso molecular alvo 19 kDa; envolvido na resposta ao estresse induzível por frio e ligação ao RNA. Para uso em pesquisa em estudos de estresse genotóxico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	CIRBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	CIRP; CIRBP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1153
ID do Gene	1153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do CIRBP humano (NP_001271.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14011
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo