

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cirh1A Para Wb, Elisa - Q969X6

Número do item: CM0030082



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CIRH1A validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Tem como alvo o UTP4, um fator de biogênese de ribossomos envolvido no processamento de rRNA 18S. Ideal para pesquisas nucleolares e estudos de transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CIRH1A Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 84916                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 497-686 do CIRH1A humano (NP_116219.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | Q969X6                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 77kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |