


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cisd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Número do item: CM0018434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Cisd1 humano (mitoNEET), adequado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a transferência de agrupamentos ferro-enxofre mitocondriais, a detecção redox e a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CISD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55847
GeneID	55847
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-108 de CISD1 humano (NP_060934.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9NZ45
Peso da proteína	12 kDa
Transporte	Embalagem de gelo