


Anticorpo Policlonal Anti-Cisd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Número do item: CM0017416



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Cisd2 humana (ERIS/Miner1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CISD2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	493856
ID do Gene	493856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-135 da CISD2 humana (NP_001008389.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5K1
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo