

Anticorpo Policlonal Anti-Cish Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nse2

Número do item: CM0017761

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CISH validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece CISH humano, de camundongo e de rato (CIS-1, SOCS) envolvido na sinalização JAK-STAT5. Obtido de coelho, imunógeno de proteína recombinante. Ideal para pesquisa sobre regulação de citocinas e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CISH pAb de Coelho
Observações/Apelido	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1154
GeneID	1154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-130 do CISH humano (NP_659508.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NSE2
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo