

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cish Para Wb, Ip, Elisa - Q9Nse2

Número do item: CM0010582

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CISH validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas. Detecta a proteína contendo SH2 induzida por citocina de ~29 kDa, um regulador chave da sinalização JAK-STAT5. Ideal para pesquisa de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CISH (mAb)
Observações/Apelido	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1154
GeneID	1154
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do CISH humano (NP_659508.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NSE2
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Envio	Em saco de gelo