

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cish Para Wb E Elisa - Q9Nse2

Número do item: CM0027348

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao CISH humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O CISH regula a sinalização de citocinas por meio da inibição da via JAK-STAT, sendo ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CISH Rabbit pAb
Observações/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1154
GeneID	1154
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NSE2
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo