

Anticorpo Monoclonal Anti-Citrato Sintase Para Wb - 075390

Número do item: CM0012012



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Citrato Sintase (CS) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Regente chave para estudos de metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citrato sintetase mAb de Coelho
Observações/Apelido	CS; Citrato sintetase
Espécie	Humano
ID do Gene	1431
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 367-466 da citrato sintetase humana (075390).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75390
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo