

Anticorpo Monoclonal Anti-Citrato Sintase Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Número do item: CM0007155



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a citrato sintase humana. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial e o ciclo do TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra citrato sintase
Observações/Apelido	CS; citrato sintase; Citrate synthetase
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1431
ID do gene	1431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-145 da citrato sintase humana (NP_004068.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O75390
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo