

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citrato Sintase Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Número do item: CM0007118



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Citrato sintase humana (CS, O75390). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do ciclo de Krebs e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Citrato Sintase
Observações/Apelido	CS; citrato sintase; Citrato sintetase
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1595
GeneID	1431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-145 da Citrato sintase humana (NP_004068.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75390
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo