

Anticorpo Policlonais Anti-Ckap4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07065

Número do item: CM0025729

introdução

Anticorpo Policlonário (pAb) Anti-CKAP4 de coelho validado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece CKAP4 humana, de camundongo e rato, uma proteína de membrana do retículo endoplasmático de 66 kDa (SWISS Q07065). Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CKAP4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10970
ID do Gene	10970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-400 da CKAP4 humana (NP_006816.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07065
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo