


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ckap5 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

Número do item: CM0024828



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CKAP5 humano (ch-TOG), validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para investigar a dinâmica dos microtúbulos, a organização do fuso mitótico e a biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo pAb de Coelho CKAP5                                                                                                    |
| Observações/Apelido        | TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5                                                                                            |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)            | 9793                                                                                                                             |
| GeneID                     | 9793                                                                                                                             |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1763-2032 do CKAP5 humano (NP_001008938.1). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação                  | WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS                      | Q14008                                                                                                                           |
| Peso Molecular da Proteína | 225kDa                                                                                                                           |
| Transporte                 | Saco de gelo                                                                                                                     |