

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cklf Para Wb, Elisa - Q9Ubr5

Número do item: CM0024584

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CKLF validado para WB e ELISA. Detecta CKLF humano, de rato e de camundongo. O alvo é um fator semelhante a quimiocina envolvido em inflamação, quimiotaxia e regeneração muscular esquelética. Ideal para estudos de imunologia e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CKLF
Observações/Apêndice	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Espécie	Humano
GeneID	51192
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-67 do CKLF humano (NP_057410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBR5
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de Gelo