

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ckm/Ckb Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Número do item: CM0010618



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CKM/CKB humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho contra CKM/CKB
Observações/Alíás	CKMM; M-CK; CPK-M
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1158
ID do gene	1158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3-381 da CKM/CKB humana (NP_001815.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P06732
Peso da proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo