


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ckmt1A Para Wb, Elisa - P12532

Número do item: CM0027190



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CKMT1A validado para WB e ELISA, reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a creatina quinase mitocondrial do tipo U, uma enzima chave no metabolismo energético, adequada para estudos sobre função mitocondrial e homeostase energética celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CKMT1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	548596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 258-417 do CKMT1A humano (NP_001015001.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P12532
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo