


Anti-Ckmt1B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Número do item: CM0026283



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CKMT1B humano (creatina quinase mitocondrial tipo U). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. 47kDa. Ideal para estudos de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CKMT1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1159
GeneID	1159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 do CKMT1B humano (NP_066270.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12532
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo