


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ckmt2 Para Wb E Elisa - P17540

Número do item: CM0023995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CKMT2 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a creatina quinase mitocondrial tipo S, essencial para estudos de metabolismo energético em músculo cardíaco e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CKMT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SMTCK; CKMT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1160
GeneID	1160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-230 da CKMT2 humana (NP_001816.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17540
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo