


Anticorpo Policlonal Anti-Ckmt2 (Smtck) Para Wb E Elisa - P17540

Número do item: CM0025542



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CKMT2 (SMTCK) humano, validado para WB e ELISA. Detecta humano, rato e camundongo. Use para pesquisa de metabolismo energético e mitocondrial em músculo cardíaco e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CKMT2 Coelho pAb
Observações/Apelido	SMTCK; CKMT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1160
GeneID	1160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-230 do CKMT2 humano (NP_001816.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17540
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo