

Anticorpo Policloal Anti-Cks2 Para Wb, Elisa - P33552

Número do item: CM0029182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CKS2 humano (subunidade reguladora 2 das quinases dependentes de ciclinas). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de ciclo e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CKS2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CKSHS2; CKS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1164
GeneID	1164
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-79 da CKS2 humana (NP_001818.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P33552
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo