


Anticorpo Policlonal Anti-Clasp1 Para Wb, Elisa - Q7Z460

Número do item: CM0026031



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLASP1 humano. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. O alvo é uma proteína de rastreamento da extremidade positiva dos microtúbulos envolvida na migração celular e mitose. Ideal para biologia celular e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLASP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAST1; CLASP1
E Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23332
GeneID	23332
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1389-1538 do CLASP1 humano (NP_056097.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z460
Peso da Proteína	169kDa
Envio	Saco de gelo