

Anticorpo Policlonal Anti-Cadeia Pesada Da Clatrina Para Wb E Elisa - Q00610

Número do item: CM0029449



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Cadeia pesada da Clatrina validado para WB, ELISA. Reconhece humano, rato, camundongo. Imunógeno: peptídeo sintético de aa 1550-1650. Ideal para pesquisa de fosseta revestida, endocitose, autofagia e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Cadeia pesada da Clatrina pAb de Coelho
Observações/Apelido	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Cadeia pesada da Clatrina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1213
ID do Gene	1213
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1550-1650 da cadeia pesada da Clatrina humana (NP_004850.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00610
Peso da Proteína	192kDa
Envio	Saco de gelo