

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Cadeia Pesada De Clatrina Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00610

Número do item: CM0014975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia pesada de Clatrina humana (CLTC), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de endocitose, mitose e autofagia - Q00610

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia pesada de Clatrina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Cadeia pesada de Clatrina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1213
GeneID	1213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1451-1675 da cadeia pesada de Clatrina humana (NP_004850.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00610
Peso Molecular da Proteína	192kDa
Transporte	Bolsa de gelo