

Anticorpo Policlonal Anti-Claudina 1 Para Wb & Elisa - 095832

Número do item: CM0020466

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Claudina 1 humana, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a biologia das junções de oclusão, a função de barreira e os mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Claudina 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudina 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9076
GeneID	9076
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 137-211 da Claudina 1 humana (NP_066924.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95832
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Saco de gelo