

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Claudina 1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O95832

Número do item: CM0007382

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Claudina 1 validado por KD para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CLDN1 humano, de camundongo e rato. Proteína de junção, essencial para a barreira epitelial e entrada viral. Ideal para pesquisas de biologia epitelial e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KD] Claudina 1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CLD1; SEMP1; ILVASC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9076
ID do Gene	9076
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95832
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo