

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Claudina-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15551

Número do item: CM0006785

introdução

O anticorpo monoclonal de coelho contra Claudina-3 detecta a Claudina-3 humana (UniProt O15551) com aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Essencial para pesquisas sobre junções estreitas e junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Claudina-3
Observações/Apelidos	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudina-3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1365
GeneID	1365
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 121-220 do mAb contra Claudina-3 humana (NP_001297.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O15551
Peso molecular	23 kDa
Envio	Embalagem de gelo