

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Claudina-3 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Número do item: CM0026475

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Claudina-3 humana (CLDN3). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de junções oclusivas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Espécie	Humano
GeneID	1365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-220 da CLDN3 humana (NP_001297.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15551
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo