

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Claudina-4 Para Wb, Ip, Elisa - O14493

Número do item: CM0005513



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Claudina-4 humana, validado para WB, IP e ELISA. Ideal para pesquisa de junções justas e estudos de receptores de CPE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Claudina-4
Observações/Apêndice	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudina-4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1364
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 111-209 da Claudina-4 humana (NP_001296.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14493
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo