

Anticorpo Monoclonal Anti-Claudina 5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - 000501

Número do item: CM0011182

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Claudina 5 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de junções oclusivas e estudos de junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Claudina 5
Observações/Apelido	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7122
GeneID	7122
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 119-218 da Claudina 5 humana (NP_001349995.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000501
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo