

Anticorpo Policlonais Anti-Claudin 6 Para Wb E Elisa - P56747

Número do item: CM0021016

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Claudina 6 (CLDN6) humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de junções apertadas e entrada do VHC em células hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Claudin 6 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLDN6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9074
ID do Gene	9074
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 121-220 da Claudina 6 humana (NP_067018.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56747
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de gelo