

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Claudina 6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56747

Número do item: CM0006448

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Claudina 6 humana. Adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre junções justas e entrada do VHC.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Claudina 6
Observações/Apelido	Skullin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9074
GeneID	9074
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 119-219 da Claudina 6 humana (NP_067018.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56747
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo