

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Claudin18.2 Para Citometria De Fluxo - P56856-2

Número do item: CM0009760

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 de alta qualidade, direcionado à Claudina18.2 humana (isoforma A2). Validado para citometria de fluxo, reconhece uma proteína de junção apertada de 27 kDa expressa na mucosa gástrica. Ideal para pesquisas sobre a barreira gástrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Claudina18.2 mAb
Observações/Alias	SFTA5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51208
ID do Gene	51208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da Claudina18.2 humana (NP_001002026.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56856-2
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo