

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Claudin18.2 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Número do item: CM0011266

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Claudin18.2 de alta qualidade validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de junções apertadas gástricas e função de barreira. SWISS: P56856-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Claudin18.2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SFTA5; SFTPJ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51208
GeneID	51208
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56856-2
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo