


Anticorpo Policlonal Anti-Clca1 Para Wb, If-P, Elisa - A8K7I4

Número do item: CM0012875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLCA1 (Regulador 1 do canal de cloreto ativado por cálcio). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de hipersecreção de muco, inflamação e transporte iônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCA1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1179
GeneID	1179
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-150 do CLCA1 humano (NP_001276.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	A8K7I4
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de gelo