

Anticorpo Policlonal Anti-Clcc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S66

Número do item: CM0021540

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLCC1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o canal de cloreto do RE importante para a homeostase de cálcio e a sobrevivência neuronal. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de estresse do RE e retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MCLC; RP32; CLCC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23155
GeneID	23155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-501 do CLCC1 humano (NP_055942.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96S66
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo