


Anticorpo Policlonal Anti-Clcn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35523

Número do item: CM0025612



introdução

O CLCN1 Rabbit pAb (P35523) é um anticorpo policlonal que visa a proteína do canal de cloreto 1 humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre excitabilidade do músculo esquelético e canalopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLC1; CLCN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1180
GeneID	1180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 779-988 do CLCN1 humano (NP_000074.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35523
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco de gelo