


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Clcn1 Para Wb E Elisa - P35523

Número do item: CM0003483



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CLCN1 de alta qualidade para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína do canal de cloreto 1 humana, um canal iônico regulado por voltagem crucial para a excitabilidade do músculo esquelético e manutenção do potencial de membrana em repouso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCN1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CLC1; CLCN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1180
GeneID	1180
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 889-988 do CLCN1 humano (NP_000074.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35523
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco de gelo