

Anticorpo Policlonal Anti-Clcn2 De Coelho Para Wb E Elisa - P51788

Número do item: CM0030369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CLCN2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta a proteína do canal de cloreto 2 humana e de murino. Ideal para pesquisas em neurociência, canais iônicos e adrenal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; CIC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-770 do CLCN2 humano (NP_001164560.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	P51788
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco com gelo