


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Clcn7 Para Wb E Elisa - P51798

Número do item: CM0027875



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-CLCN7 validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta a proteína CLCN7 (CLC-7) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de acidificação lisossomal, transporte de cloreto e osteopetrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCN7 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1186
GeneID	1186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 626-805 do CLCN7 humano (NP_001278.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51798
Peso da Proteína	89kDa
Transporte	Saco de gelo